Fenster [Zahnumstellungstabelle]

Aktuelle Zahnbewegung

Zahnumstellungstabellen können in den 3D-Modulen V.T.O.3D, Aligner_3D und in verschiedenen Exklusivmodulen in separaten nicht-modalen Fenstern angezeigt und in Druckvorlagen eingebunden werden. Sie protokollieren die aktuelle Zahnbewegung im Vergleich zu einer Anfangssituation. In Modul V.T.O.3D wird die Zahnumstellung absolut zur Malokklusion (Behandlungsbeginn) erfasst, in Modul Aligner 3D relativ zum vorherigen Planungsstep.


Für jeden Einzelzahn 8-8 werden in jeweils einer Zeile die 6 Freiheitsgrade der Zahnbewegung in den in OnyxCeph³™ verwendeten Kronenkoordinaten und in den ersten beiden Zeilen die virtuell geplante mesiale und distale Schmelzreduktion (ASR) angegeben.



Grenzwerte der Zahnbewegung

Bei Überschreitung des in der Grenzwerttabelle hinterlegten Grenzwertes für eine separate Bewegungskomponente inkl. ASR wird die betreffende Zelle wie auch der zugehörige virtuelle Einzelzahn rot eingefärbt.

In der Grenzwerttabelle im Modul Aligner_3D lassen sich separate Grenzwerte für Umstellungsstep 1 und Folgesteps vorgeben.



Hinweis

Die Grenzwerttabelle wird mit der Tastenkombination [SHIFT] + [STRG] + Linksklick auf Icon-Taste [Zahnumstellungstabelle] geöffnet

From:

http://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=wdw_toothmovementtable

Last update: 2016/11/09 17:40



http://www.onyxwiki.net/ Printed on 2023/11/25 09:09