

Tastatursteuerung 3D View

Funktionstasten

F2 - Einzelansicht Oberkiefer (okklusal)
F3 - Einzelansicht Unterkiefer (okklusal)
F4 - 4er-ansicht
F5 - Einzelansicht Ober- und Unterkiefer (frontal)
F6 - 6er-ansicht

Ziffernblock (gilt nur solange der Navigator fokussiert ist)

0/Eingf - Ansichtsrichtung wechseln (z.B. okklusal / bukkal)
2/8 - Rotation um X-Achse - ohne Num oder mit Shift Translation entlang Y-Achse
4/6 - Rotation um Y-Achse - ohne Num oder mit Shift Translation entlang X-Achse
7/9 - Rotation um Z-Achse
1/3 - Translation entlang Z-Achse
+/- - Nächster/Vorheriger Zahn

Cursortasten (gilt nur solange der Navigator fokussiert ist)

←/→ - Translation entlang X-Achse
↑/↓ - Translation entlang Y-Achse

Weitere Tastenkürzel

Strg+1 - Oberkiefer und Unterkiefer in allen Ansichten anzeigen
Strg+2 - nur Oberkiefer in allen Ansichten anzeigen
Strg+3 - nur Unterkiefer in allen Ansichten anzeigen

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=numpad>

Last update: 2021/05/29 14:37

