

## Systemoptionen - Tab |Sitzungen|

Auf Systemoptionen-Reiter |Sitzungen| werden Einstellungen vorgenommen, die das Erscheinungsbild des Hauptfenster-Reiters [|Bilder|](#) betreffen.

**System Options**

**Patient Data**

**Image Types**

**Sessions**

**Galleries**

**Printouts**

**Forms**

**Display**

**Interfaces**

**Third Party Tools**

**Event**

**Upload Data**

**Email**

**View 1 View 2 View 3 View 3D**

Image Type Show Hide If Traced

Lateral Ceph	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Panoramic	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frontal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frontal Open	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frontal Smile	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lateral Right	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☒ Multi-Images ☒ Copies of Findings ☒ Tracing

☐ Sort Direction: Descending

**Available Sessions**

☒ Initial

☒ Observation

☒ Progress

☒ User2

☒ Final

☒ Post Treatment

☒ User1

**Visibility User Modules**

**Help Close**

[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

### Panel Ansichten

Hier können die Ansichten für das Album der Patienten-Thumbnails auf Reiter |Bilder| festgelegt werden (welche Bildtypen sollen in welcher Reihenfolge angezeigt werden). Es können 3 verschiedene Ansichten für 2D-Daten und eine Ansicht für 3D-Daten eingerichtet werden.

Mit den Checkboxen unterhalb der Konfigurationstabelle lassen sich weitere Optionen für die Anzeige festlegen:

- sollen Mehrfachbilder in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. mehrere Frontalbilder)
- sollen Befundkopien in einer Sitzung angezeigt werden (wenn vorhanden, z.B. FRS und Kopie desselben FRS)
- sollen Durchzeichnungen (wenn vorhanden) in den Thumbnails gezeichnet werden
- soll die zeitliche Reihenfolge der Sitzungen von oben nach unten oder umgekehrt abgebildet werden

Diese Einstellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

## Panel Verfügbare Sitzungen

---

Im Panel [Verfügbare Sitzungen] können Namen und Reihenfolge der Sitzungen auf Reiter |Bilder| individualisiert werden.

Diese Einstellungen gelten für alle Arbeitsplätze im Netzwerk.

## Panel Sichtbarkeit Anwendermodule

---

Im Panel [Sichtbarkeit Anwendermodule] kann die [Sichtbarkeit von Anwendermodulen](#) in der Iconleiste und im Kontextmenü auf Reiter Bilder gesteuert werden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab\\_sessions&rev=1610972838](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_sessions&rev=1610972838)

Last update: **2021/01/18 13:27**

