

Modul Bild hinzufügen 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					

In Modul Bild hinzufügen 3D können 3D Datensätze von verschiedenen Quellen importiert, [Sitzungen](#) und [Bildtypen](#) zugeordnet, datiert, mit [Bildattributen](#) und [Bildkommentaren](#) versehen und in der Onyx-Datenbank gespeichert werden.




Erste Schritte

1. Quelle wählen
2. Zum neuen Befund gehörige Dateien gemeinsam in eine Sitzung ziehen
3. Bildtyp wählen und auf den neuen Befund ziehen
4. Befund zum Ausrichten doppelklicken
5. Änderungen speichern

Moduloberfläche



Verweise

	Handout 3D Scan Import
	Scan importieren und ausrichten
	https://youtu.be/TAAGkmFIKD4
	https://youtu.be/Q9R9V5QgEoE

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=add_image_3d&rev=1588053521

Last update: **2020/04/28 07:58**

