

Client-Installation

Arbeitsplatzumgebung einrichten

Teil II des Installationsvorgangs ist die Einrichtung aller lokalen OnyxCeph³™ Arbeitsplätze im **lokalen Netzwerk** des Datenbankservers. Arbeitsplätze (Clients) können nach ordnungsgemäßem Abschluss der Server-Installation und Start des Onyx-Datenbankservers (entweder als Programm oder als Dienst) auf beliebigen Computern im lokalen Netzwerk des Servers installiert werden - einschließlich des Serverrechners selbst. Die Anzahl der davon parallel nutzbaren Clients ist lizenzabhängig.

Um einen Onyx-Arbeitsplatz einzurichten, muss auf dem hierfür vorgesehene Client das Programm OnyxClientSetup ausgeführt werden. Das Program kann von einem lokalen Datenträger oder aus dem am Server freigegebenen Verzeichnis

```
\\[SERVER].. \Onyx3server\Install
```

gestartet werden.



Hinweis

Für die Installation eines Onyx-Arbeitsplatzes werden lokale Administrationrechte benötigt. Der Rechner muss die Systemvoraussetzungen für die zu installierende Programmversion OnyxCeph³™ erfüllt und über eine unterstützte Windows™-Version verfügen.

Nach Wahl der initialen Spracheinstellung klicken Sie auf [OK]. Dies starten den [Server-Verbindungsdialog](#), mit dessen Hilfe zur Onyx-Datenbank verbunden wird. Danach werden das lokale Programmgruppen-Installationsverzeichnis abgefragt und alle benötigten Client-Dateien vom Datenbankserver in dieses Verzeichnis übertragen.

Nachdem OnyxClientSetup alle erforderlichen Dateien in den Zielordner kopiert hat, kann das Programm OnyxCeph³™ optional gestartet werden. Danach finden Sie die neue Programmgruppe OnyxCeph_3 im Window™ Startmenü mit den Einträgen

- [OnyxAdmin](#)

- [OnyxCeph³™](#)
- [OnyxCeph³™ im Internet](#)
- [OnyxClient Uninstall](#)
- [OnyxHelp](#)
- [OnyxRegister](#)
- [OnyxStat](#)
- [OnyxSync](#)

sowie optional eine Desktop-Verknüpfung OnyxCeph³™



Verweise



[Installationsanleitung](#)

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:

<https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=clientsetup>

Last update: **2022/08/19 13:07**

