

## Modul Bearbeiten 2D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					

Modul Bearbeiten 2D dient der Bearbeitung / Manipulation von 2D-Bildern durch Anwendung von unterschiedlichen Bildverarbeitungsalgorithmen. Das Ergebnis der Bearbeitung muss für eine weitere Verwendung als Befundkopie abgespeichert werden.

### Erste Schritte

1. Bereich markieren
2. Filter auswählen
3. Bearbeitung aktivieren
4. Änderungen als Befund speichern

### Moduloberfläche



## Verweise



From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=edit\\_2d&rev=1586009514](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=edit_2d&rev=1586009514)

Last update: **2020/04/04 16:11**

