

Modul Bearbeiten 2D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗				


nicht
enthalten
 immer
enthalten
 optional
enthalten

Modul Bearbeiten 2D dient der Bearbeitung / Manipulation von 2D-Bildern durch Anwendung von unterschiedlichen Bildverarbeitungsalgorithmen. Das Ergebnis der Bearbeitung muss für eine weitere Verwendung als Befundkopie abgespeichert werden.

Erste Schritte

1. Bereich markieren
 2. Filter auswählen
 3. Bearbeitung aktivieren
 4. Änderungen als Befund speichern
-

Moduloberfläche



Verweise

n/a

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=edit_2d&rev=1676908599

Last update: **2023/02/20 16:56**

