


Interface Configuration Digital Xray: Dimaxis



Parameter	Setting
[Support Activated]	Activates import icon button in module Add Image 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Dimaxis.exe
[Originalbilder]	Original- bzw. bearbeitete Bilder laden
[Test]	Test Datenbankzugriff

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=en:dimaxis>

Last update: **2022/06/27 07:38**

