


Wie kann das Aufnahme- bzw. Sitzungsdatum für Bilder geändert werden ?

Auf Reiter [Bilder / 2D Daten] oder [Bilder / 3D Daten] Modul Bildanpassen öffnen und das Datum für Aufnahme und Sitzung separat anpassen/korrigieren:



From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=faq10011>

Last update: 2018/03/23 16:12

