





Icon-Tasten [Bracketauswahl laden] | [Bracketauswahl speichern]

Icon	Funktion
	Bracketauswahl laden
	Bracketauswahl speichern

Die Icon-Taste [Bracketauswahl laden] öffnet einen Laden-Dialog für vorkonfigurierte und gespeicherte Gruppen von Brackets oder Attachments.



Die Icon-Taste [Bracketauswahl speichern] öffnet eine Speicher-Dialog für die in [Panel Brackets](#) oder in [Panel Attachments](#) ausgewählte Bracket- bzw. Attachmentgruppe.



Der Name, unter dem eine solche Gruppe gespeichert werden soll, kann frei vergeben werden. In der Liste ausgewählte Einträge können mit Taste [Löschen] gelöscht werden.

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=ic_014

Last update: **2015/10/21 16:59**

