

# Eintrag ThumbExportPath

---

## Syntax

```
[Application]  
ThumbExportPath=path
```

## Beschreibung

Das rechte Patientenvorschaubild auf Tab |Patient| kann an den eingestellten (Z1) Pfad übergeben werden. Der Dateiname wird mit INI-[Application] Eintrag [EnExportZ1=1](#) auf P[ExtPatId] . jpg eingestellt.

---

From:  
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:  
[http://onyxwiki.net/doku.php?id=ini\\_application\\_thumbexportpath](http://onyxwiki.net/doku.php?id=ini_application_thumbexportpath)

Last update: **2016/02/10 22:06**

