

## Panel Bildeigenschaften

Im Panel Bildeigenschaften können einem neu importierten oder bereits in der Datenbank vorhandenen Bild verschiedene Eigenschaften zugeordnet werden:

- Rahmenfarbe
- Aufnahmedatum
- Attribute
- Anmerkungen

The panel contains four sections: 'Rahmenfarbe' with a checked checkbox and a blue selection bar; 'Aufnahmedatum' with a text field showing '25.04.2010' and a 'Heute' dropdown; 'Attribute' with a text field and a dropdown arrow; and 'Anmerkungen' with a large empty text area.

Alle dabei initial zugewiesenen oder geänderten Bildeigenschaften können hier oder im Fenster [Kommentare und Attribute Befund](#) erneut angepasst werden. Fenster [Kommentare und Attribute Befund](#) lässt sich über den Eintrag [Bildattribute] in jedem Thumbnail-Kontextmenü und über die [Icon-Taste Bildattribute](#) in jedem Modul aufrufen.

The dialog box has a title bar 'Kommentare und Attribute: Befund'. It contains the same fields as the panel above, but with 'Attribute' set to 'Treated;Clone' and 'Aufnahmedatum' set to '25.04.2010'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://onyxwiki.net/doku.php?id=panel\\_imageprops\\_2d](http://onyxwiki.net/doku.php?id=panel_imageprops_2d)

Last update: **2016/03/24 21:54**

