


# Client-Programm OnyxSync






Das Hilfsprogramm OnyxSync wird eingesetzt, um Daten zwischen zwei verbundene Onyx-Datenbanken abzugleichen. Vorrangig wird das Programm verwendet, um ausgewählte oder alle Daten des Netzwerkserverns auf die Standalone-Instanz auf dem Notebook zu übertragen, während sich beide Datenbanken im selben Subnetz befinden.

Der Programmstart erfolgt aus der Programmgruppe OnyxCeph3 im Windows-Startmenü am lokalen Arbeitsplatz.

## Bedienoberfläche


OnyxSync







ASUS2

Image Instruments

ASUS2

 Daten von links nach rechts

☐ Nur aktive Patienten verwenden



| Suchen...   | Suchen... | Suchen... | Suchen...  | Suchen...       | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... | Suchen... |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Patiente... | Nachname  | Vorname   | Geschlecht | Modellnr. / ... | Gebur...  | Zusät...  | Versic... | Attrib... | Behan...  | Bilder    | Bef...    | Marker    |           |
| 10092       |           | Ingo      | Männlich   |                 | 12.12.... |           |           |           |           | 4         | 3         |           |           |
| 10011       |           | Nikos     | Männlich   |                 | 12.12.... |           |           |           | AS        | 4         | 0         |           |           |
| 2201934...  |           | Lisa      | Männlich   | 6381            | 02.01.... |           |           | Dolphin   | KO        | 17        | 2         |           |           |
| 10003       |           | Sylvie    | Weiblich   |                 | 16.12.... |           |           |           |           | 16        | 4         |           |           |
| 10001       |           | Ines      | Weiblich   |                 | 26.10.... |           |           |           |           | 32        | 7         |           |           |
| 10088       |           | Samstag   | Männlich   |                 | 06.05.... |           |           |           |           | 0         | 0         |           |           |
| 10097       |           | Dirk      | Männlich   |                 | 12.12.... |           |           |           |           | 5         | 1         |           |           |
| 10037       |           | x         | Männlich   |                 | 26.02.... |           |           |           |           | 4         | 2         |           |           |
| 10041       |           | li        | Weiblich   |                 | 18.03.... |           |           |           |           | 18        | 7         |           |           |
| 10013       |           | y         | Weiblich   |                 | 12.12.... |           |           |           |           | 7         | 1         |           |           |
| FR-160094   |           | Carlin    | Weiblich   |                 | 10.10.... |           |           |           |           | 7         | 6         |           |           |
| 10060       |           | mhfjg     | Weiblich   |                 | 21.04.... |           |           |           |           | 0         | 0         |           |           |
| 2365874     |           | Patient   | Weiblich   |                 | 12.12.... |           |           |           |           | 13        | 6         |           |           |

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=program\\_onyxsync&rev=1709721650](http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=program_onyxsync&rev=1709721650)

Last update: **2024/03/06 11:40**

