

Durchzeichnungstypen 2D

In OnyxCeph³™ werden folgende Durchzeichnungstypen 2D unterstützt:

Typ
Foto frontal
Foto lachend
Foto lateral
FRF
FRS
Handröntgen
Modell Bleibendes Gebiss 2D
Modell Milchgebiss 2D
Modell Wechselgebiss 2D
OPT
SMV
Undefiniert 2D

Jedem 2D Bildtyp ist eindeutig einer dieser Durchzeichnungsmethoden zugeordnet, um in Modul [Auswertung](#) die für diesen Durchzeichnungstyp hinterlegten Auswerteverfahren (Analysen) auswählen und anwenden zu können. Die Zuordnung kann über Menüpunkt [Optionen|Systemoptionen](#) auf Tab 2D Bildtypen angepasst werden.

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=tracingtypes_2d

Last update: **2022/12/01 16:52**

