


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: VixWin Scan



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\VixWin.exe
[Kopi speichern]	Bildkopie in VixWin speichern
[Bildformat]	Auswahl Bildspeicherformat

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://onyxwiki.net/doku.php?id=vixwin_scan

Last update: **2022/06/27 07:37**

