

Modul Bild hinzufügen 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					


- nicht
enthalten
- immer
enthalten
- optional
enthalten

In Modul Bild hinzufügen 3D können 3D Datensätze von verschiedenen Quellen importiert, [Sitzungen](#) und [Bildtypen](#) zugeordnet, datiert, mit [Bildattributen und Bildkommentaren](#) versehen und in der Onyx-Datenbank gespeichert werden.


Erste Schritte

1. Quelle wählen
2. Zum neuen Befund gehörige Dateien gemeinsam in eine Sitzung ziehen
3. Bildtyp wählen und auf den neuen Befund ziehen
4. Befund zum Ausrichten doppelklicken
5. Änderungen speichern

Moduloberfläche



Verweise

	Modul-Handout Bildimport 3D
	Scan importieren und ausrichten
	https://youtu.be/TAAGkmFIKD4
	https://youtu.be/Q9R9V5QgEoE

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=add_image_3d&rev=1644393333

Last update: **2022/02/09 08:55**

