


Modul Kombinieren 3D

Modul Kombinieren 3D erlaubt in den beiden separat anwendbaren Modi [Kombinieren] und [Registrieren] die Fusion von zwei 3D-Befunde anhand überlappender Merkmale, um anhand der Kombination zusätzliche Möglichkeiten für Visualisierung, Diagnostik oder Planung zu eröffnen.

Erste Schritte

1. Modul mit 2 Befunden öffnen
2. Korrespondierende Referenzpunkte setzen
3. Für ICP-Registrierung, Oberflächenbereich markieren
4. Auf Reiter [Kombination] wechseln und Ergebnis konfigurieren
5. Ergebnis als Befund speichern

Moduloberfläche



Verweise



<https://youtu.be/fxIJGAlgb7c>

Verweise

	https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Digitize_MA_DE.pdf
	https://youtu.be/TAAGkmFIKD4
	https://youtu.be/Q9R9V5QgEoE
	Optionen der Scanreparatur

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_3d&rev=1584814277Last update: **2020/03/21 19:11**