

# Modul Kombinieren 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					

Modul Kombinieren 3D erlaubt in den beiden separat anwendbaren Modi [Kombinieren] und [Registrieren] die Fusion von zwei 3D-Befunde anhand überlappender Merkmale, um anhand der Kombination zusätzliche Möglichkeiten für Visualisierung, Diagnostik oder Planung zu eröffnen.

## Erste Schritte

1. Modul mit 2 Befunden öffnen
2. Korrespondierende Referenzpunkte setzen
3. Für ICP-Registrierung, Oberflächenbereich markieren
4. Auf Reiter |Kombination| wechseln und Ergebnis konfigurieren
5. Ergebnis als Befund speichern

## Moduloberfläche



## Verweise



<https://youtu.be/fxIJGA1gb7c>

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

[https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine\\_3d&rev=1586017599](https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_3d&rev=1586017599)

Last update: **2020/04/04 18:26**

