

Modul Kombinieren 3D




Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit					

Modul Kombinieren 3D erlaubt in den beiden separat anwendbaren Modi [Kombinieren] und [Registrieren] die Fusion von zwei 3D-Befunde anhand überlappender Merkmale, um anhand der Kombination zusätzliche Möglichkeiten für Visualisierung, Diagnostik oder Planung zu eröffnen.

Erste Schritte

1. Modul mit 2 Befunden öffnen
2. Korrespondierende Referenzpunkte setzen
3. Für ICP-Registrierung, Oberflächenbereich markieren
4. Auf Reiter |Kombination| wechseln und Ergebnis konfigurieren
5. Ergebnis als Befund speichern

Moduloberfläche



Verweise



<https://youtu.be/fxIJGAIgb7c>

From:

<https://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=combine_3d&rev=1589260205

Last update: **2020/05/12 07:10**

