


Schnittstellenkonfiguration Digitalröntgen: Digora



Parameter	Einstellung
[Unterstützung aktiv]	Aktivierung der Importtaste im Modul Bild hinzufügen 2D
Programmpfad [...]	Lokaler Pfad zur ausführbaren Datei ..\Digora.exet
[Vorschaubilder anzeigen]	Aktivierung Thumbnail-Vorschau im Vorschaufenster Modul Bild hinzufügen 2D

From:

<https://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:

<https://onyxwiki.net/doku.php?id=digora>

Last update: **2022/06/27 07:39**

