

Systemoptionen - Tab |Schnittstellen| - Modellscanner|IOS

Prinzipiell kann OnyxCeph³™ Scans von beliebigen Modell- oder Intraoralscannern importieren, sofern die für die Weiterverarbeitung definierten Voraussetzungen bzgl. Dateiformat, Datensatzgröße, Netz-Topologie und Bissrelation erfüllt sind.

Wenn der Scanner nicht über eine der vordefinierten Schnittstellen aufgerufen bzw. abgefragt werden kann, sollte für den patientenbezogenen Import die [Einfache Bildimport-Schnittstelle](#) eingerichtet und verwendet werden.

Für die nachfolgend aufgelisteten Scanner können Voreinstellungen zum Scan-Import in den Systemoptionen festgelegt werden. Die Liste wird bei Bedarf regelmäßig erweitert.

Schnittstelle	System / Software
CS_3X00	Carestream IOS
CADstar	CADstar Modellscanner
DentalDirect	Dental Direct Modellscanner
Imetric	Imetric Scanner
CERECortho	Omnica IOS
SHINING 3D	Shining Modellscanner / IOS
DOF	DOF Modellscanner
iTero	iTero Download Import
HeronClinic	Heron IOS
Aliedstar	Aliedstar IOS
Medit Link	Medit Link Integration
smart optics	smartoptics Modellscanner
orthoX	orthoX Modellscanner
R+K	R+K Modellscanner
ZirkonZahn	Zirkonzahn ZZ 300, ZZ 600 Modellscanner
True Definition	3M IOS

From:

<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=settings_dentalscanners

Last update: **2023/04/28 16:58**

