



OnyxReport verwenden



Controls

- Auswahlpanel
- Iconmenü
- Aufruf einer Animation

Auswahlpanel



Ikonenmenü




Aufruf einer Animation

Bitte starten Sie zuerst das Vollbild des ausgewählten Befundes. Mit dem Klick der rechten Maustaste erreichen Sie nun das Kontextmenu 'Animation' (siehe unten).



Im Panel können die Änderungen mit Hilfe der Laufleiste angezeigt bzw. mittels Taste die Animation gestartet werden.



Verweise

 Client-Programm OnyxReport
 OnyxReport

From:
<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph^{3™} Wiki]

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=use_onyxreport

Last update: **2022/04/27 08:00**

